



Estimado Dr. John Prado

Agradecemos su disposición para considerarnos como una de las opciones para implementar un flujo de producción digital en su consultorio.

Nos enorgullece actualmente ser el el distribuidor #1 en ventas en Latinoamérica de la marca Roland DGshape, además ser uno de los 5 distribuidores con más ventas de fresadoras Roland a nivel mundial, nuestra opción de fresado en seco es el modelo 52Di, actualmente la fresadora con más unidades vendidas a nivel mundial y un estándar de calidad en el campo del fresado dental.

RESUMEN DE LO QUE INCLUYE el paquete de fresado en seco Roland 52DI

1. FRESADORA EN SECO DGSHAPE 52Di con arco en C
2. SISTEMA DE ASPIRACIÓN ORIGINAL DE FABIRCA BOFA.
3. SOFTWARE Millbox Original (posibilidad de hacerle upgrade a millbox advance).
4. 3 KITS DE FRESAS COMPLETO X 3 POSICIONES (0.6, 1.0 Y 2.0mm)
5. HORNO DE SINTERIZADO SEED FIRE S9
6. HORNO DE PRENSADO SEED PRESS 2 CON BOMBA DE VACÍO
7. SET COMPLETO DE IMPRESIÓN 3D: SEED PRINT 2+ 14K , WASH & CURE Y LAMPARA DE POSTCURADO PROFUNDO

OSEQUIO

10 BLOQUES DE ZIRCONIO LEAFDENTAL UTM SEED ZR.

1 BLOQUES PMMA DE LARGA DURACIÓN - ESPECIAL PARA PROTESIS TOTALES FIJAS.

1 BLOQUE DE FIBRA DE VIDRIO TRILOR DE HARVEST DENTAL

INSTALACION Y CAPACITACION EN SITIO - 2 DÍAS HÁBILES.

1 LTR RESINA PARA MODELOS

500ML RESINA PARA PROVISIONALES

500ML RESINA CASTABLE

ASISTENCIA SIN COSTO A DOS DE LOS CURSOS QUE SE ORGANIZARAN EN EL PRIMER SEMESTRE DEL 2026 . INTERCAMBIABLES CON LA PARRILLA DE CURSOS DICTADOS EN LA CIUDAD DE MEXICO, SIN COSTO.

GARANTIA DE FÁBRICA POR 2 AÑOS-

INVERSIÓN SOLUCIÓN DIGITAL : \$170.000.000 COP

LeafDental

DWX-52Di

Eficiencia de fresado

DGSHAPE
A Roland Company



LeafDental



DWX-52Di

Fresadora reconocida a nivel mundial por su eficacia estabilidad y precisión, convirtiéndola en uno de los equipos ideales para laboratorio y clínicas dentales que buscan un equipo de fresado en seco y quieran sacarle la mayor ventaja al equipo que es 100% eléctrico.



HOLDER FIJO TIPO C

El adaptador tipo "C" posibilita el fresado de casos de arcada completa y mejora los detalles en el área vestibular.

La DWX-52Di permite fresar los discos a 90° para obtener detalles impresionantes en la cara vestibular, logrando resultados espectaculares.

FRESADO VESTIBULAR GRACIAS AL ADAPTADOR TIPO "C"



MATERIALES FRESABLES

Los 5 ejes con los que cuenta la fresadora DWX-52Di y su adaptador fijo tipo C, permite fresar **Zirconia, TriLor, cera, PMMA, Poliéter éter cetona, escayola, resina reforzada con fibra de vidrio, metal sinterizado de cromocobalto** con un resultado excepcional en especial el fresado de caras vestibulares con micro textura.

Harvest Nano Zirconia



TriLor by Harvest Dental



Esthetic Denture by Harvest Dental





MILLBOX LAV CAM

Está configurado para trabajar con materiales universales en formato de disco, en diámetro de 98mm y grosores desde 8mm a 30mm. Adicionalmente, el software tiene la habilidad de trabajar con materiales en formato de bloque con clavija universal - aplicable a materiales de resina nano-cerámica (composite).

Precio Sugerido \$5,495 US**

Licencia incluida en el paquete, exclusivo para clientes.





7 Atributos únicos



Holder
fijo C



Spindle de
fácil uso



Operación simplificada
(VPanel)



Cambiador automático
de fresas



Herramienta
de limpieza



Ionizado reduce
la estática



Control automático
de presión de aire.

Seed Zr UTM

NANOTECNOLOGÍA EN CADA DISCO

5 capas de diferente
resistencia y transparencia

TRANSICIÓN DE COLOR NATURAL

1200 MPa
RESISTENCIA GRADUAL

58%
TRANSLUCIDEZ
BORDE INCISAL



98 mm y 95 mm
SISTEMA DE DISCOS

16 tonos VITA
A1, A2, A3 A3.5, A4, B1, B2, B3 y B4.
C1, C2, C3 y C4, D1, D2, D3 y D4.

4 tonos BLEACH
BL1, BL2, BL3 y BL4.



- Aspecto estético impresionante y gran resistencia.
- Restauraciones de alta calidad.
- Progresión interna sin fisuras del color y excelente translucidez.
- Caracterización precisa del material para maquillarlo al color A-D deseado.
- Para todas las técnicas de fabricación: glaseado, maquillaje, cut-back, estratificación e infiltración.
- 5 capas de diferente resistencia y transparencia. (Disco multicapa).
- 4 regiones de transición de color.

Colombia: Carrera 43A - 12 sur - 255 Medellín, Antioquia. Colombia
Mexico : Prol. Pta de Sol 199 703 N73 Puertas Torre 1, Col. Dinastía,
C.P.64639, Nuevo León Monterrey
USA 905 Columbia St. Brea, California 92821

www.leafdental.store

Sistema de Aspiración BOFA (original del equipo)


Características

- Soplador con gran caudal de aire y presión
- Filtros de recambio de bajo costo
- Indicador del estado del filtro
- Sistema digital de control de caudal
- Sensor de dióxido de nitrógeno
- Filtro HEPA
- Tecnología de flujo de aire inverso (RFA)
- Tecnología de filtro de carbono avanzado (ACF)
- Unidad de detección multitensión (MVS)
- Estándar de calidad SureCHECK



Seed Fire S9 Horno de Sinterización Rápida de última generación. Tiempos


- 1 corona en 1.30 h
- puente de 3 unidades 3.0 h
- Arcadas 8 h





Seed Fire Press 2

e, conveniente, rápido y compatible con todas las pastillas de LiSi2 del m





Seed Fire Press 2

Ventajas de usar el horno Seed Fire Press 2:

- Servo motor de fundición a presión.
- Tiempos de procesamiento más cortos.
- Menor consumo de energía.
- Control de temperatura inteligente.



Especificaciones técnicas

Velocidad de aumento de temperatura	Máx. 200 °C/min
Temperatura máxima	1200°C (2.283 °F)
Tiempo que se puede mantener a la temperatura máxima	2h 46min
Nivel de vacío	1-101%
Rango de operación	100-120V 50/60Hz; 230V 50/60Hz
Corriente eléctrica	14,5 amperios a 110V; 7,0 amperios a 230V
Potencia	Máx. 1500W
Dimensiones	27cm x 36cm x 70cm
Medida utilizable (cámara de cocción)	9 cm (3.5") de diámetro
Peso del horno	23 Kg
Peso del empaque	26 Kg
	21 Kg





8 Atributos únicos



Servo motor
mantiene una
presión constante



Ajuste de temperatura
perfecto



Interfaz
inteligente



Ajuste automático
de temperatura antes
de cada cocción




Pantalla táctil (7")
a color de alta definición.



Mufla de cuarzo UPE
(Ultra Pure Elements)



Voltaje 110



99 Programas
preestablecidos.



Nivel de vacío
1-101 %

Seed Print 2+

7 Atributos únicos

12K

Pantalla LCD 12K
de 10.2 pulgadas.



Fuente de
luz integral 3.0.



Hipervelocidad.



Slicer Harvest
Dental Box



Purificador
de aire inteligente



Sistema
de movimiento
Dynax.



Tapa abatible



Wash & Cure

8 Atributos únicos



Limpieza y curado de modelos grandes.



18 perlas de luz UV de dos bandas de ondas.



Gran tamaño 10,1 pulgadas.



Plataforma giratoria magnética 360°.



Curado completo 360°.



Ajustes de velocidad / tiempo.



Rotación a gran velocidad, limpieza profunda.



Interfaz interactiva.



Seed Print Power Cure

9 Atributos únicos



Ahorra tiempo de curado
1 a 5 minutos.



Curado completo,
menos deformación.



Luz UV de tres longitudes
de onda independientes.



Intensidad
de luz ajustable.



Diseño de espejo
unidireccional.



Cuerpo anodizado
anticorrosión, fácil de limpiar.



Ajustable
0 - 30 min.



Dial de potencia
para diferentes voltajes



Interfaz amigable,
Fácil de usar.

